

Anti-Fnta-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P49354

Artikelnummer: CM0024724



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes FNTA, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielprotein beteiligt an Protein-Prenylierung, relevant für Krebs- und neuromuskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FNTA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FPTA, PTAR2, PGGT1A, FNTA
Spezies	Human
GeneID (Human)	2339
GeneID	2339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 280-379 von humanem FNTA (NP_002018.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49354
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eistasche