

Anti-Fntb Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49356

Artikelnummer: CM0010849



Einführung

Monoklonaler FNTB-Antikörper aus Kaninchen (Klon nicht spezifiziert), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und Ratten-FNTB (~49 kDa). Geeignet für Forschung zu CAAX-Farnesyltransferase und Prenylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FNTB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FPTB; FNTB
Spezies	Mensch
GenID	2342
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FNTB (P49356) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P49356
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel