

Anti-Fntb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49356

Artikelnummer: CM0020667



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FNTB, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-FNTB, eine Farnesyltransferase, die für die Proteinprenylierung und Signaltransduktion entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	FNTB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FPTB; FNTB
Spezies	Human
Gen-ID	2342
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 von humanem FNTB (NP_002019.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49356
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Kühltasche