


Anti-Folat-Bindendes Protein (Fbp) / Folr1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P15328

Artikelnummer: CM0002063



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Folatbindendes Protein (FBP)/FOLR1. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Folatstoffwechsel und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Folatbindendes Protein(FBP) / FOLR1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2348
GeneID	2348
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen Folatbindenden Proteins(FBP) / FOLR1 (NP_000793.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15328
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel