


Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Anti-Folat-Bindeprotein (Folr1) Für Wb - P15328

Artikelnummer: CM0023521



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FOLR1 (Folatrezeptor Alpha) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Ideal für Krebs- und Folatstoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2348
Gen-ID	2348
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15328
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel