


Anti-Folr1 / Folatbindendes Protein (Fralpha) Kaninchen-Polymab®-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15328

Artikelnummer: CM0007489



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FOLR1/Folat-Rezeptor-Alpha, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Krebs- und Epithelgewebeforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Folatbindendes Protein (FBP) / FOLR1 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2348
GeneID	2348
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen folatbindenden Proteins (FBP) / FOLR1 (NP_000793.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15328
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku