

## Anti-Fopnl Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Nb1

Artikelnummer: CM0024205

### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen FOPNL (Zentrosomales Protein 20) für Western Blot und ELISA Anwendungen. Validiert für humane und Mausproben, ideal für die Forschung an Zilien und Zentrosomen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | FOPNL Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Bemerkungen/Aliase | FOPNL; FOR20; C16orf63; PHSECRG2                                                                                                                       |
| Art                | Mensch                                                                                                                                                 |
| GenID (Mensch)     | 123811                                                                                                                                                 |
| GenID              | 123811                                                                                                                                                 |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-100 des menschlichen FOPNL (NP_653201.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                              |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                                 |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                                           |
| SWISS              | Q96NB1                                                                                                                                                 |
| Proteinmasse       | 20 kDa                                                                                                                                                 |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                              |