


Anti-Fos B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Artikelnummer: CM0007703



Einführung

Hochwertiger Anti-Fos B Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes Fos B (AP-1 Transkriptionsfaktor) mit einem Molekulargewicht von 36kDa. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation, T-Zellbiologie und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-Fos B Kaninchen monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; Fos B
Spezies	Human
GeneID (Human)	2354
GeneID	2354
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Fos B (NP_006723.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P53539
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eistasche