


Anti-Fos Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P01100

Artikelnummer: CM0024104



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen c-Fos (AP-1 Transkriptionsfaktor-Untereinheit). Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für WB und ELISA; ideal für Forschung zu Signaltransduktion, Proliferation und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	p55; AP-1; C-FOS; FOS
Spezies	Mensch, Maus, Ratte
GenID (Mensch)	2353
GenID	2353
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FOS (NP_005243.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01100
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel