


Anti-Fosb Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Artikelnummer: CM0016835



Einführung

Hochwertiges Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes FOSB, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Untersuchung von Funktionen des AP-1-Transkriptionsfaktors bei der Regulation von Nukleosomen-Enhancern und der Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOSB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AP-1; G0S3; G0S3; G0SB; FOSB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2354
GenID	2354
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FOSB (NP_006723.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53539
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel