

Anti-Fosl1 (Kd Validiert) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15407

Artikelnummer: CM0024682

Einführung

KD validierter kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes FOSL1 (FRA1) für Western Blot und ELISA Anwendungen. Bezogen von CamelBios One-Stop-Plattform für IVD-Rohstoffe, detektiert dieser Antikörper eine Bande von ~29 kDa. Swiss-Prot: P15407.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] FOSL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FRA; FRA1; fra-1; [KD validiert] FOSL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8061
GenID	8061
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem FOSL1 (NP_005429.1?) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15407
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel