

Anti-Fosl2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15408

Artikelnummer: CM0030213

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FOSL2 (FRA2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichen und Ratten-Proben. Geeignet für die Untersuchung der Transkriptionsregulation und Osteoklastenbiologie. - P15408

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOSL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FRA2; FOSL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2355
GenID	2355
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 187-326 von humanem FOSL2 (NP_005244.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P15408
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel