

Anti-Foxc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12948

Artikelnummer: CM0025947

Einführung

FOXC1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Transkriptionsfaktorfunktionen in der Entwicklungs-, Krebs- und Augenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXC1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	ARA; IGDA; IHG1; ASGD3; FKHL7; IRID1; RIEG3; FREAC3; FREAC-3; FOXC1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2296
GenID	2296
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 404-553 des humanen FOXC1 (NP_001444.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12948
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel