

Polyklonaler Anti-Foxi1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q12951

Artikelnummer: CM0020245

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen FOXI1, einen Forkhead-Transkriptionsfaktor, der für die Entwicklung des Innenohrs und der Nieren unerlässlich ist. Für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXI1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HFH3, FKH10, HFH-3, FKHL10, FREAC6, FREAC-6, FOXI1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2299
GeneID	2299
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen FOXI1 (NP_036320.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q12951
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku