

Anti-Foxk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01167

Artikelnummer: CM0016682



Einführung

FOXK2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-FOXK2. Ideal für die Erforschung von Transkriptionsregulation, Stoffwechsel und Autophagie. SWISS: Q01167.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ILF; ILF1; ILF-1; nGTBP; FOXK2
Spezies	Human
GeneID (Human)	3607
GeneID	3607
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 360-430 von humanem FOXK2 (NP_004505.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q01167
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel