

Anti-Foxl2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P58012

Artikelnummer: CM0008289



Einführung

Monoklonaler FOXL2-Antikörper aus Kaninchen für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-FOXL2. Geeignet für die Forschung zu Ovarieller Differenzierung, Transkriptionsregulation und Krankheitsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXL2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	668
GenID	668
Immunogen	Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FOXL2 (P58012)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P58012
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel