

Anti-Foxm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q08050

Artikelnummer: CM0019755



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen FOXM1, validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-FOXM1. Rekombinantes Immunogen entsprechend den Aminosäuren 29-128 des humanen FOXM1. Ideal für die Forschung zu Zellzyklus, DNA-Reparatur und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXM1 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	MPP2; HFH11; HNF-3; INS-1; MPP-2; PIG29; FKHL16; FOXM1A; FOXM1B; FOXM1C; HFH-11; TRIDENT; MPHOSPH2; FOXM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2305
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-128 des humanen FOXM1 (NP_068772.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q08050
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel