

Anti-Foxn2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32314

Artikelnummer: CM0006404

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FOXN2 (Forkhead-Box-Protein N2) für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert durch Knockout, erkennt humanes FOXN2. Geeignet für Studien zur HTLV-I-LTR-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] FOXN2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HTLF; N2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3344
GenID	3344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 204-431 von humanem FOXN2 entspricht. (NP_002149.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32314
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel