

Anti-Foxn2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für If/Icc, Elisa - P32314

Artikelnummer: CM0029819

Einführung

FOXN2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem FOXN2, einem Transkriptionsfaktor, der an HTLV-I LTR bindet. Ideal für Studien zur viralen Genregulation, Transkriptionskontrolle und Biologie der FOX-Familie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HTLF; FOXN2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3344
GeneID	3344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 172-431 des menschlichen FOXN2 (NP_002149.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32314
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel