

Anti-Foxn2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32314

Artikelnummer: CM0028312

Einführung

FOXN2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blotting und ELISA. Reagiert mit humane und murines FOXN2 (HTLF), ein Transkriptionsfaktor der an die HTLV-I LTR bindet. Geeignet für Forschung zu Chromatin und viraler Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HTLF; FOXN2
Spezies	Mensch
Gen-ID	3344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 172-431 des humanen FOXN2 (NP_002149.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P32314
Proteinmasse	47 kDa
Versand	Eisbeutel