

## Polyklonaler Anti-Foxn3-Antikörper Für Wb Und Elisa - 000409

Artikelnummer: CM0015177



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen FOXN3, einen an DNA-Schadens-Checkpoints beteiligten Transkriptionsrepressor. Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Erforschung des Zellzyklus und von DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FOXN3-Kaninchen-pAb                                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | CHES1; PRO1635; C14orf116; FOXN3                                                                                                                        |
| Art               | Mensch                                                                                                                                                  |
| GeneID (Mensch)   | 1112                                                                                                                                                    |
| GeneID            | 1112                                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 269-468 des menschlichen FOXN3 (NP_005188.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                                    |
| SWISS             | O00409                                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 54 kDa                                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                               |