

Anti-Foxo1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12778

Artikelnummer: CM0030287



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FOXO1 (FKHR), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunocytochemie und ELISA in Proben von Mensch, Maus, Ratte und Affe. Ideal für Forschung zu Diabetes, Stoffwechsel und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FKH1, FKHR, FOXO1A, FOXO1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-580 des menschlichen FOXO1 (NP_002006.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	Q12778
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel