

## Anti-Foxo3A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43524

Artikelnummer: CM0012000



### Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen FOXO3A, validiert für WB und ELISA in humanen und murinen Proben. Erkennt ein 71 kDa-Protein; detektiert endogene Spiegel. Ideal für Forschung zu Apoptose, Autophagie und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FOXO3A Kaninchen mAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID (Mensch)   | 2309                                                                                                                      |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 574-673 von humanem FOXO3A entspricht (NP_001446.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                              |
| SWISS             | O43524                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 71kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |