

Anti-Foxo3A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Wvh4

Artikelnummer: CM0017291

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-FOXO3A, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Apoptose-, Autophagie- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXO3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Fkhr2, FKHL1, Foxo3a, 1110048B16Rik, 2010203A17Rik, FOXO3A
Spezies	Maus
GenelD (Mensch)	2309
GenelD	56484
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 558-635 der Maus-FOXO3A (NP_062714.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9WVH4
Protein-Gewicht	71kDa
Versand	Eistasche