

Monoklonaler Anti-Foxp1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H334

Artikelnummer: CM0006847



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen FOXP1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit FOXP1 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Transkriptionsregulation, B-Zellentwicklung und Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Art	Mensch
GeneID	27086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 550-677 von menschlichem FOXP1 enthält (NP_116071.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H334
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel