

Anti-Foxp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15409

Artikelnummer: CM0030570



Einführung

Kaninchen-polyklonaler FOXP2-Antikörper, validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das Forkhead-Box-Protein P2 ab, das an der Sprach- und Sprachentwicklung beteiligt ist. Geeignet für Studien an Lungenepithel und neuralem Gewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPCH1; CAGH44; TNRC10; FOXP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	93986
GenID	93986
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 590-715 von humanem FOXP2 (NP_055306.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15409
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel