

Anti-Foxp3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0004389



Einführung

Hochwertiger FOXP3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Treg-Zellen und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50943
GenID	50943
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel