

Anti-Foxp3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0005107



Einführung

FOXP3 Rabbit mAb (Q9BZS1), validiert für WB, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human; zielt auf einen Forkhead-Transkriptionsfaktor ab, der für die Treg-Entwicklung und die Immunhomöostase entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Spezies	Human
GenID (Human)	50943
GenID	50943
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel