

Anti-Foxp3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99Jb6

Artikelnummer: CM0028464



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-FOXP3, validiert für Western Blot und ELISA. FOXP3 ist entscheidend für die Entwicklung regulatorischer T-Zellen und die Immunhomöostase, was diesen Antikörper für Immunologie- und Autoimmunitätsstudien geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	sf; JM2; Scurfin
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	50943
Gen-ID	20371
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus-FOXP3 entspricht (NP_473380.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q99JB6
Protein-Gewicht	47 kDa
Versand	Eistasche