

Anti-Foxp3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bzs1

Artikelnummer: CM0018197



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches FOXP3, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für die Forschung zu regulatorischer T-Zell-Biologie, Immunhomöostase und IPEX-Erkrankung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 70-180 von menschlichem FOXP3 (NP_054728.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9BZS1
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel