

Anti-Fpgs Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05932

Artikelnummer: CM0003315

Einführung

Dieser kaninchen monoklonale Antikörper ist validiert für WB und ELISA und erkennt menschliches und Ratten-FPGS, das Schlüsselenzym der Folsäurepolyglutamatierung und Methotrexat-Metabolismus. Ideal für die Forschung zu Ein-Kohlenstoff-Metabolismus, Antifolat-Pharmakologie und mitochondriale Enzymologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FPGS Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2356
GenID	2356
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-587 von menschlichem FPGS (Q05932) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q05932
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel