


Anti-Fpr2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - P25090

Artikelnummer: CM0022772



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FPR2 (N-Formylpeptid-Rezeptor 2), validiert für IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Das Zielprotein ist an der Signalübertragung der angeborenen Immunität und an Entzündungsprozessen beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FPR2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ALX; ALXR; HM63; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; LXA4R; FMLP-R-II; FPR2
Spezies	Mensch
Gen-ID	2358
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen FPR2 (NP_001453.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25090
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku