

Anti-Fps/Fdps Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14324

Artikelnummer: CM0004634



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes FPS/FDPS gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Farnesylpyrophosphatsynthase, Schlüsselenzym der Isoprenoid-Biosynthese, ~48 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FPS/FDPS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2224
GenID	2224
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 67-419 von humanem FPS/FDPS entspricht. (NP_001995.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14324
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel