

Anti-Fra1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15407

Artikelnummer: CM0007722

Einführung

Hochwertiger Anti-FRA1-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes Fos-related antigen 1 (FOSL1/FRA1), einen nukleären Transkriptionsfaktor von ~29 kDa. Geeignet für Krebs- und Zellsignalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FRA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FRA; FRA1; fra-1
Spezies	Human
GeneID (Human)	8061
GeneID	8061
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FRA1 (NP_005429.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15407
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel