


Anti-Frataxin (Fxn) Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q16595

Artikelnummer: CM0018928



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FXN/Frataxin. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Biogenese von Eisen-Schwefel-Clustern und zur Friedreich-Ataxie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXN / Frataxin Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2395
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 42-210 des humanen FXN / Frataxin (NP_000135.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16595
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku