


Anti-Frataxin/Fxn Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16595

Artikelnummer: CM0004275



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Frataxin/FXN, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Eisen-Schwefel-Cluster-Biogenese und der Friedreich-Ataxie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Frataxin/FXN Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Spezies	Human
GeneID (Human)	2395
GeneID	2395
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 42-210 von humanem Frataxin/FXN (NP_000135.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16595
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eistasche