


Anti-Frataxin/Fxn Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Kd Validiert] Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16595

Artikelnummer: CM0005054



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Frataxin (FXN), KD-validiert. Geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Ziel ist mitochondriales Protein, beteiligt an Eisen-Schwefel-Cluster-Assemblierung und Eisenhomöostase. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] Frataxin/FXN Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Spezies	Human
Gen-ID	2395 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 42-210 von humanem FXN/Frataxin (NP_000135.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q16595
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistasche