

Anti-Frem2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5SZk8

Artikelnummer: CM0019799

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes FREM2 gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal zur Untersuchung der epithelialen Integrität und Zelladhäsion. SWISS: Q5SZK8.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FREM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRYPTOP; FRASRS2; FREM2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	341640
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 47-300 von humanem FREM2 (NP_997244.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5SZK8
Proteinmasse	351kDa
Versand	Eisbeutel