

Anti-Frmd6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Ne9

Artikelnummer: CM0027846

Einführung

CamelBio bietet FRMD6 Kaninchen-polyklonalen Antikörper (Q96NE9) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-FRMD6, einem FERM-Domänenprotein an der Membran und im Zytoplasma.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FRMD6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EX1; Willin; C14orf31; c14_5320; FRMD6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	122786
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 82-183 von humanem FRMD6 entspricht (NP_001253975.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96NE9
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eistasche