

Anti-Frs2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Artikelnummer: CM0005175



Einführung

FRS2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, ratten FRS2 (SNT-1). Ideal für die Erforschung des FGFR-Signalwegs und die Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FRS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha; FRS2
Spezies	Human
Gen-ID	10818
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem FRS2
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WU20
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eistasche