

Anti-Frs2 Rabbit Polymab® Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Artikelnummer: CM0005505



Einführung

FRS2 Rabbit PolymAb® ist ein validierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus, Ratte. FRS2 ist ein Adapterprotein, das FGFR- und NGF-Rezeptoren mit den MAP-Kinase- und PI3K-Signalwegen verbindet. Ideal für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FRS2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha
Spezies	Human
Gen-ID	10818
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Protein von humanem FRS2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WU20
Protein-Gewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel