

Anti-Frzb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92765

Artikelnummer: CM0030435

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FRZB (SFRP3, FRZB-1). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte und Maus. Ziel ist ein sekretierter Wnt-Signalmodulator, der an der Skelettogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FRZB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FRE, OS1, FZRB, hFIZ, FRITZ, FRP-3, FRZB1, SFRP3, SFRP3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB
Spezies	Mensch
GeneID (human)	2487
GeneID	2487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz 166-325 von humanem FRZB (NP_001454.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte, Maus
SWISS	Q92765
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eistasche