

Anti-Fsh Alpha/Beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P01215 / P01225

Artikelnummer: CM0004357



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen FSH alpha/beta Ketten, validiert für IF-P, IHC-P und ELISA Anwendungen. Spezifisch für humane Proben. Ideal für Reproduktionshormonforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSH alpha/beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; FSHB
Spezies	Human
GeneID (Human)	1081/2488
GeneID	1081/2488
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01215/P01225
Protein-Gewicht	13kDa/15kDa
Versand	Eistasche