

Anti-Fshb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01225

Artikelnummer: CM0016695



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches FSHB für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für reproduktionsbiologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FSHB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HH24; FSHB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2488
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-129 des menschlichen FSHB (NP_000501.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01225
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel