


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Fshr-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P23945

Artikelnummer: CM0016141



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen FSHR (Follikel-stimulierender Hormonrezeptor). Validiert für WB, IF-P, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Reproduktionsphysiologie und zu GPCR-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSHR-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LGR1; ODG1; FSHR1; FSHRO; FSHR
Art	Mensch
Gen-ID	2492
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 631-695 des humanen FSHR (NP_000136.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23945
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Kühlakku