

Anti-Fsp1/S100A4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26447

Artikelnummer: CM0002504



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes S100A4 (FSP1), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Metastasierung, Zellmotilität und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSP1/S100A4 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6275
Gen-ID	6275
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 2-101 von humanem S100A4 (P26447)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26447
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eisbeutel