

Anti-Fsp1/S100A4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P26447

Artikelnummer: CM0020399



Einführung

Anti-FSP1/S100A4 Kaninchen pAb validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von S100A4 bei Zellmotilität, Metastasierung und Apoptose. Hochwertiger IVD-Rohstoff.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSP1/S100A4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Spezies	Mensch
Gen-ID	6275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-101 von menschlichem FSP1/S100A4 (NP_002952.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26447
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eisbeutel