

Anti-Fstl4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Mzw2

Artikelnummer: CM0020537

Einführung

FSTL4 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für Western Blot, IF/ICC und ELISA validiert ist. Er detektiert humanes, murines und ratten FSTL4, ein sekretiertes Follistatin-Familienprotein. Ideal für Studien zur extrazellulären Signalübertragung und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSTL4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FSTL4
Spezies	Human
GeneID (human)	23105
GeneID	23105
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-250 von humanem FSTL4 (NP_055897.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6MZW2
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eistasche