

Polyklonaler Anti-Fstl5-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q8N475

Artikelnummer: CM0020649

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FSTL5, validiert für WB, IF-P und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des follistatinbezogenen Proteins 5 in verschiedenen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FSTL5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FSTL5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56884
Gen-ID	56884
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 21-250 des humanen FSTL5 (NP_064501.2) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N475
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Eisbeutel