

Anti-Ftcd Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095954

Artikelnummer: CM0007488

Einführung

Hochspezifischer rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes FTCD (LCHC1), validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zum Folsäurestoffwechsel und zum Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTCD Rabbit PolymAb®
Anmerkungen/Alias	LCHC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10841
GeneID	10841
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen FTCD
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95954
Proteinmasse	59 kDa
Versand	Eisbeutel